



Helimatic® Cleaner neutral

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 118498
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 5.96 kg
Höhe: 270 mm
Breite: 150 mm
Länge: 200 mm

€ 53,38

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Besonders schonender, pH-neutraler Flüssigreiniger (chemische Prozesschemikalie) für die maschinelle Reinigung von Medizinprodukten in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG).