



## iBOND® Universal

Flasche 4 ml Ceramic Primer



Artikelnr.: 118531  
Hersteller: Kulzer GmbH  
Gewicht: 0.07 kg  
Höhe: 35 mm  
Breite: 83 mm  
Länge: 110 mm

**€ 63,85**

Zzgl. MwSt.

### Flasche 4 ml Ceramic Primer

*iBOND® Universal* ist das universelle, lichthärtende Adhäsiv für alle Bonding- Techniken und Indikationen. Es ist der Allrounder für zuverlässige Haftfestigkeit und kompatibel mit licht-, dual- und selbsthärtenden dentalen Materialien.

Eine Flasche mit vielen Vorteilen:

- Sofortiger Bondingerfolg: Dank seiner einzigartigen Feuchtigkeitsregulierung und der optimalen Zusammensetzung ermöglicht *iBOND® Universal* eine hervorragende Penetration ins Dentin und sofortige, zuverlässige Haftfestigkeit
- Einzigartige Feuchtigkeitsregulierung: Aceton treibt das Wasser aus der Bondingschicht und unterstützt die schnelle Evaporation. Dieses durchdachte System macht nicht nur das Verblasen einfacher, es reduziert die Techniksensitivität, und Sie erzielen eine homogene Bonding-Schicht
- Der Alleskönner in Sachen Bonding: *iBOND® Universal* ermöglicht das Bonden von Kompositen/Kompomeren, Edelmetall, NEM, Zirkonoxid oder Silikat-/Glaskeramik. Es ist kompatibel mit licht-, dual- und selbsthärtenden Materialien und benötigt keinen zusätzlichen Dual-Cure-Aktivator
- Einfache und präzise Anwendung: Sie entscheiden selbst, ob Sie *iBOND® Universal* in der Self-Etch-, Etch&Rinse- oder in der selektiven Schmelzätz- Technik anwenden. Mit unserem exklusiv konstruierten Tropfer mit Drop- Control-System ist ein exaktes Dosieren und ein sauberer Tropfenabriss gewährleistet