



# Ketac™ Universal

Packung 8,5 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 118541  
Hersteller: 3M Healthcare GmbH  
Gewicht: 0.033 kg  
Höhe: 23 mm  
Breite: 116 mm  
Länge: 128 mm

**€ 41,58**

*Zzgl. MwSt.*

Packung 8,5 ml Flüssigkeit

Das 3M™ Ketac™ Universal Glasionomer ermöglicht voll abrechenbare Versorgungen bis zu limitiert kaulasttragenden Indikationen der Klasse II. Seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften machen die Vorbehandlung und Konditionierung der Kavität sowie ein zusätzliches Coating überflüssig.

- Ermöglicht langzeitstabile limitiert kaulasttragende Indikationen der Klasse I und II
  - Einfache Adaption an Kavitätenwände
  - Kein Konditionieren der Kavität erforderlich
  - Einschichttechnik ohne Limitation der Schichtstärke
  - Angenehme Verarbeitungszeit bei geringer Klebrigkeit
  - 6 Farben für gute Ästhetik
  - Selbstadhäsiv, selbsthärtend und feuchtigkeitstolerant
  - Biokompatibel
  - Fluoridspendend
  - Kein zusätzlicher Schutzlack erforderlich
  - Breiteres Indikationsspektrum als andere Glasionomer-Füllungsmaterialien
  - Ausbringbares Volumen pro Kapsel: 0,13ml
- 
- Füllungen der Klasse III und V, sowie limitiert kaulasttragende Füllungen der Klasse I und II
  - Unterfüllungsmaterial für einflächige oder mehrflächige Kompositfüllungen
  - Stumpfaufbauten vor Kronenversorgungen
  - Milchzahnfüllungen
  - Einflächige oder mehrflächige temporäre Versorgungen
  - Selbstadhäsive Fissurenversiegelung