

Elipar™ Deep Cure S / L

Stück Cure-L Kunststoff inklusive Zubehör



Artikelnr.: 118543
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.941 kg
Höhe: 115 mm
Breite: 285 mm
Länge: 285 mm

€ 533,40

Zzgl. MwSt.

Stück Cure-L Kunststoff beinhaltet Handstück (mit eingebautem Lithium-Ionen-Akku), Universalnetzteil, 5 Adapter, Lichtleiter 10 mm, Blendschutzschild, 3 Durchhärtescheiben

Die beiden Elipar™ LED-Polymerisationslampen von 3M vereinen hohe Leistung, Zuverlässigkeit, Design und einfache intuitive Bedienung auf einzigartige Weise. Der große Vorteil beider Lampen liegt in der außergewöhnlich homogenen Ausleuchtung des gesamten Lichtfeldes. Dies führt zu einer homogenen Aushärtung und trägt zur Prozesssicherheit bei.

Produktvorteile

- Optimierte Lichtverteilung, führt zu einer homogenen Aushärtung (unter Berücksichtigung des klinisch sinnvollen Abstandes)
- Verbessertes Lichtleiter ermöglicht den Zugang zu allen Zahnoberflächen
- Schwarzer Lichtleiter um Blendlicht zu vermeiden
- Hohe Lichtintensität von 1.480 mW/cm²
- Erhältlich in zwei Versionen: Edelstahl-Variante und Kunststoff-Variante
- Einfache, intuitive 2-Tasten Bedienung
- Nutzbarer Lichtwellenlängenbereich: 430-480 nm
- Die qualitativ hochwertige Edelstahl-Variante ist robust und einfach zu desinfizieren
- 120 Minuten Gesamtbelichtungszeit bei neuem und vollem Akku