

# Elipar™ Deep Cure S / L Lichtleiter

Stück Cure-S

---



Artikelnr.: 118544  
Hersteller: 3M Healthcare GmbH  
Gewicht: 0.074 kg  
Höhe: 43 mm  
Breite: 73 mm  
Länge: 144 mm

**€ 161,95**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Lichtleiter Cure-S

Zubehör für Elipar™ Deep Cure S / L.

- Der 3M™ Elipar™ DeepCure-S Lichtleiter in 10 mm Stärke für das 3M™ Elipar™ DeepCure-L LED-Polymerisationsgerät
- Der 3M™ Elipar™ DeepCure-L Lichtleiter in 10 mm Stärke für das 3M™ Elipar™ DeepCure-L LED-Polymerisationsgerät