

Elipar™ Deep Cure S / L Lichtleiter

Stück Cure-L



Artikelnr.: 118545
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.046 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 73 mm
Länge: 144 mm

€ 111,19

Zzgl. MwSt.

Stück Lichtleiter Cure-L

Zubehör für Elipar™ Deep Cure S / L.

- Der 3M™ Elipar™ DeepCure-S Lichtleiter in 10 mm Stärke für das 3M™ Elipar™ DeepCure-L LED-Polymerisationsgerät
- Der 3M™ Elipar™ DeepCure-L Lichtleiter in 10 mm Stärke für das 3M™ Elipar™ DeepCure-L LED-Polymerisationsgerät