

EyeVolution® MAX

Stück



Artikelnr.: 118676
Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Gewicht: 4 kg

€ 1.442,43

Zzgl. MwSt.

Stück Lichtpolymerisationsgerät

Lichtpolymerisationsgerät mit dem Einsatzgebiet für marktübliche Verblendkomposite.

- Vestibulär- und Okklusilverblendungen
- Inlays
- Onlays

Vorteile

- Optimierte LED-Positionierung für eine effektive Tiefenpolymerisation
- Polymerisationsbereich: 1 x 385-390 nm und 6 x 465-470 nm
- Kurze Polymerisationszeiten z. B.: Schichtstärken bis 2 mm in 3 Minuten (Komposit- und Farbabhängig)
- Geräuschloser Betrieb
- Verspiegelter Drehteller mit idealer 180° Schwenkautomatik für optimale Effizienz