



Bevisto-Set W1+W2+CMS

Starter Set



Artikelnr.: 118887
Hersteller: BEVISTON GmbH
Gewicht: 12.347 kg
Höhe: 278 mm
Breite: 313 mm
Länge: 400 mm

€ 86,09

Zzgl. MwSt.

Starter Set 5 Liter Kanister Bevisto W1, 5 Liter Bevisto W2, 2 Pumpen für 5 Liter Kanister, 1 Beviston CMS
Bevisto W1 und Bevisto W2 beugen langfristig Schmutzablagerungen vor und erhalten die Saugleistung in
zahnärztlichen Absauganlagen.