



Omni Wash Test

Stück Prüfleiste



Artikelnr.: 118889
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.095 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 35 mm
Länge: 87 mm

€ 38,72

Zzgl. MwSt.

Stück Prüfleiste

Zur Überprüfung der Desinfektionsleistung (Funktionstest) des RDG (Thermodesinfektor). Dieses Testsystem überprüft die maschinelle Reinigung und Desinfektion Ihres RDG. Testanhaftungen überprüfen sowohl die Leistung der Sprüharme, als auch eine ggf. entstandene Über/Unterdosierung. Die separat erhältliche *Omni Wash Test* Prüfleiste dient zur Aufnahme des Omni Wash Tests und der Platzierung im Thermodesinfektor. Edelstahl, schwere Ausführung, unverwüsthlich.