



VITA YZ T COLORING LIQUID

Packung 100 ml intense, 90 ml Arbeitsbehältnis, 1 Kunststoffpinzette



Artikelnr.: 118905
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 0.223 kg
Höhe: 50 mm
Breite: 120 mm
Länge: 160 mm

€ 44,04

Zzgl. MwSt.

Packung 100 ml intense, 90 ml Arbeitsbehältnis, 1 Kunststoffpinzette

Flüssigkeit zum kompletten oder partiellen Einfärben von geschliffenen Gerüsten aus VITA YZ T vor dem Sinterprozess. *VITA YZ T COLORING LIQUID* ist in 4 unterschiedlichen Farben erhältlich und so abgestimmt, dass sämtliche VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben mit der Verblendkeramik VITA VM 9 reproduziert werden können.