



HM-Finierer 244

Packung 5 Stück fein FG, Figur 289 Torpedo, 8 mm, ISO 012



Artikelnr.: 11893

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 69 mm

Länge: 69 mm

€ 53,49

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer fein FG, Figur 289 Torpedo, Kopflänge: 8 mm, ISO 012

244 - Hartmetallinstrument Torpedo.

244K - Hartmetallinstrument Torpedo konisch.

- ohne Ring (fein) 8-12 Schneiden, gelber Ring (F=extra fein) 16-20 Schneiden, weißer Ring (U=ultra fein) 30 Schneiden
- Kronenpräparation, parallele Hohlkehle