



Schleifer und Fräser für inLab MC X5

Stück 2, 2 mm, weiß, Glaskeramik



Artikelnr.: 118960
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 81 mm
Breite: 10 mm
Länge: 15 mm

€ 29,34

Zzgl. MwSt.

Stück Fräswerkzeug 2, 2 mm, weiß, Glaskeramik

Je nach Nass- oder Trockenbearbeitung kommen unterschiedliche Werkzeuge zum Einsatz. Die Hartmetallfräser und Diamantschleifer sind in ihren Schneidegeometrien und Beschichtungen optimal auf verschiedene Materialien und Indikationen abgestimmt: für ausgezeichnete Ergebnisse bei Oberflächen und Rändern. Mit den beschichteten Zirkonoxid-Fräsern lassen sich erheblich höhere Standzeiten gegenüber unbeschichteten Fräsern und feinere Oberflächen erzielen.

- rot - Fräser für Kunststoff und Wachs
- blau - Fräser für Komposite
- grün - Fräser für die Bearbeitung von Titan Abutment-Rohlingen
- grau - Fräser für Sintermetalle
- gelb - Fräser für Zirkonoxid (beschichtet)
- weiß - Fräser für Glaskeramik