



# CAVEX Cream Alginate

Beutel 500 g Normal Set bubble-gum, purple



Artikelnr.: 118997  
Hersteller: Cavex  
Gewicht: 0.521 kg  
Höhe: 178 mm  
Breite: 80 mm  
Länge: 198 mm

**€ 10,16**

Zzgl. MwSt.

**Beutel** 500 g Normal Set bubble-gum, purple

Die sensationelle neue Formel sprengt alle Dimensionen bisheriger Alginat. Der jüngste Spross der Cavex Alginat-Familie ist das *Cavex Cream Alginat*. Dieses moderne Alginat lässt sich sehr einfach zu einer großartigen, glatten und cremigen Masse mischen. Dank der unvergleichlichen Detailgenauigkeit von 5 µm in Kombination mit den „serienmäßigen“ Cavex Alginat-Eigenschaften, wie z.B. hohe Reißfestigkeit, Normalhärtung und 5 Jahre Haltbarkeit, beginnt sich *Cavex Cream Alginat* der Silikonqualität ernsthaft zu nähern. Natürlich ist dieses moderne Alginat auch scannbar.

- Leicht anmischbar zu einer glatten cremigen Masse
- Unvergleichliche Detailgenauigkeit von nur 5 µm !!
- Besonders hohe Reißfestigkeit
- Tage dimensionsstabil
- Staubfrei
- Scannbar
- Fast Variante: Schnell abbindend 1:00 min