

## Erkoform-3d+

Stück inklusive Zubehör

---



Artikelnr.: 119008  
Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH  
Gewicht: 18.002 kg  
Höhe: 411 mm  
Breite: 387 mm  
Länge: 498 mm

**€ 1.663,95**

*Zzgl. MwSt.*

---

### **Stück** Vakuum-Tiefziehgerät inklusive Folienversuchspackung

Das *Erkoform-3d+* ist im Prinzip ein *Erkoform-3d motion* ohne Automatik. Das Gerät zeichnet sich durch eine schlagartige Anformung aus. Dies ermöglicht ein bereitgehaltenes großvolumiges Reservevakuum. Das Gerät nutzt einen Sensor zur berührungslosen Temperaturmessung des Tiefziehmaterials. Dies garantiert die richtige Materialtemperatur für den Tiefziehvorgang unabhängig von der Umgebung. Das Gerät ist mit einer mittelwelligen Infrarotheizung ohne Vorheizzeit ausgestattet. Die Mittelwelligkeit ermöglicht nicht nur ein oberflächliches Erwärmen, die Materialien werden auch in der Tiefe erhitzt. Spannungsärmere Schienen sind das Ergebnis. Als Zubehör kann das *Occluform-3* installiert werden.