



Lisko-B

Packung 10 Stück unmontiert, 4 Stützscheiben, 1 Mandrell



Artikelnr.: 119281
Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH
Gewicht: 0.035 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 51 mm
Länge: 60 mm

€ 23,68

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Scheiben unmontiert, 4 Stützscheiben, 1 Mandrell

Die Körnung entspricht Lisko braun. Durch die gebundene Struktur hat *Lisko-B* eine wesentlich längere Lebensdauer. Auch dicke, harte Schienen (z. B. Erkodur und Erkolo-pro 3-5 mm) können damit zugeschliffen, vorgepoliert und ohne kantige oder flächige Schleifspuren ausgearbeitet werden. Anschließend mit Lisko-S die Feinpolitur fortsetzen.