



Erkoplast-PLA

Packung 10 Stück PLA-R rosa, Ø 120 mm, Stärke 1,5 mm



Artikelnr.: 119283
Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH
Gewicht: 2.66 kg
Höhe: 35 mm
Breite: 132 mm
Länge: 135 mm

€ 10,17

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Tiefziehfolien PLA-R rosa, Ø 120 mm, Stärke 1,5 mm

Erkoplast PLA ersetzt die bisherige Erkoplast und Erkorit Typen (Polystyrole auf Erdölbasis). Grundlage für die *Erkoplast PLA* Typen ist die natürlich vorkommende Polymilchsäure. Als Rohstoff dient hauptsächlich Stärke z. B. aus Mais oder landwirtschaftlichen Abfallstoffen. *Erkoplast PLA* wird für die Herstellung von individuellen Abdrucklöffeln und Basisplatten (Bisschablonen) empfohlen. Bezüglich der physikalischen und verarbeitungstechnischen Eigenschaften übertreffen sie die bisherigen Materialien.