



# astron® Clearsplint® CAD/CAM Pro

Starter Kit



Artikelnr.: 119488  
Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental  
Gewicht: 0.593 kg  
Höhe: 65 mm  
Breite: 135 mm  
Länge: 175 mm

**€ 93,93**

Zzgl. MwSt.

**Starter Kit** 1 Metallbissplatte, 3 Fixierklammern, 1 Auffüllblank, PMMA transparent Ø 95 x 20

Das Premiumaufbisschienenmaterial speziell für die digitale Herstellung von Aufbisschienen im CAD/CAM-Verfahren. Die einzigartigen Vorteile, wie die thermoaktive Flexibilität, die extreme Belastbarkeit und das Rückstellvermögen mit dem "Memory-Effekt" finden sie auch in dieser Variante. *CLEARsplint® CAD/CAM Pro* darf nur auf Blanks aus dem Starter Kit oder auf gerätespezifisch geeigneten transparenten Blanks verwendet werden. Das Ergebnis besteht durch Passgenauigkeit und eine Oberfläche, die nur noch auf Hochglanz poliert werden muss.

Bei Erstbestellungen der Starter Kits muss die Astron *CLEARsplint® CAD/CAM Pro* Großpackung (119489) oder die Astron *CLEARsplint® CAD/CAM Pro* Großpackung (119490) dazu geordert werden.