



HeraCeram® Zirkonia 750 Adhesive

Flasche 3 ml Adhesive



Artikelnr.: 119553
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 0.019 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 32 mm
Länge: 33 mm

€ 61,04

Zzgl. MwSt.

Flasche 3 ml Adhesive

HeraCeram® Zirkonia ist optimal auf den Gerüstwerkstoff Zirkonoxid und dessen WAK (10,5 µm/mK) abgestimmt.

Speziell für die Zirkonoxidverblendung wurde das pastenförmige HeraCeram Zirkonia Adhesive entwickelt. Es sichert den maximalen Haftverbund der Verblendkeramik zum Zirkonoxidgerüst ohne riskantes Abstrahlen der empfindlichen Zirkonoxidoberfläche. Der Adhäsiv-Brand optimiert die Benetzung der Gerüstoberfläche, reinigt das Gerüst und fluoresziert es – für ein vitales Leuchten aus der Tiefe.