



DURASPLINT® LC

Packung 40 g 3er Riegel



Artikelnr.: 119645
Hersteller: Scheu-Dental GmbH
Gewicht: 0.067 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 108 mm
Länge: 227 mm

€ 30,10

Zzgl. MwSt.

Packung 40 g 3er Riegel

Lichthärtender, transparenter und modellierfähiger Kunststoff speziell für den Aufbau von DURAN® Schienen (ab 1,5 mm Stärke). Das Aushärten des Materials im Drucktopf entfällt. Zur Polymerisation empfehlen wir den LC-6 Light Oven mit den voreingestellten Polymerisationszeiten von 5 oder 10 Minuten. Polymerisation zwischen 350 und 450 nm. Keine Gelbverfärbung des Materials nach dem Lichthärten. Vorbehandlung der DURAN® Schiene mit LC-Primer erforderlich.