



# Palodent® V3 Teilmatrizensystem

Packung 50 V3 Matrizen 5,5 mm



Artikelnr.: 119735  
Hersteller: Dentsply Sirona Europe  
Gewicht: 0.008 kg  
Höhe: 38 mm  
Breite: 46 mm  
Länge: 77 mm

**€ 42,29**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung 50 V3 Matrizen 5,5 mm**

Mit dem *Palodent® V3 Teilmatrizensystem* gelangen anatomisch korrekte Kontaktpunkte in Klasse II Restaurationen sicher und schnell. Dank dichter gingivaler Versiegelung gibt es weniger Überschuss und damit weniger Finieraufwand. Das Palodent® V3 System umfasst folgende Komponenten

- Ringe aus Nickel-Titan (2 Größen: universal, klein)
- Anatomisch geformte Keile (klein, mittel, groß)
- WedgeGuards zum approximalen Schutz des Nachbarzahnes bei der Präparation (klein, mittel, groß)
- Matrizen mit vorgeformter Randleiste und gingivaler Schürze sowie Ösen zum sicheren Greifen beim Platzieren und Entfernen (5 Größen)
- Spezialpinzette mit Pin für sicheres Greifen der Ösen in Matrizen und Keilen
- Applikationszange mit abgewinkelten Greif-Enden für sicheren Halt der Ringe

Palodent® V3 EZ Coat Matrizen (EZ = „easy“)

- Farbkodierung für einfache Größenauswahl
- Mikrodünne Antihaft-Beschichtung für super leichtes Entfernen