



Schubladen-Einsätze

Stück Typ 250 flach



Artikelnr.: 119775
Hersteller: Speiko Dr. Speier GmbH
Gewicht: 0.36 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 318 mm
Länge: 418 mm

€ 36,66

Zzgl. MwSt.

Stück Einsatz Typ 250 flach

- Aus einem Guss hergestellt
- Zeitlos-klassische Farbe hellgrau
- Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff für eine besonders lange Lebensdauer
- Für eine übersichtliche Organisation

- Maße flache Schubladeneinsätze: 41 x 30,9 x 2,5 cm (BxTxH) Toleranz +/- 2mm
- Maße tiefe Schubladeneinsätze: 41 x 30,9 x 8,0 cm (BxTxH) Toleranz +/- 2mm