



Hypochlorit-SPEIKO® 3%

Packung 30 ml Lösung mit Easy-Quick Entnahmesystem



Artikelnr.: 119776
Hersteller: Speiko Dr. Speier GmbH
Gewicht: 0.051 kg
Höhe: 91 mm
Breite: 35 mm
Länge: 36 mm

€ 6,51
Zzgl. MwSt.

Packung 30 ml Lösung mit Easy-Quick Entnahmesystem

- Zur Reinigung und Spülung von Wurzelkanälen
- Es kann abwechselnd mit Speiko EDTA-Lösung gespült werden
- Erwärmung und Ultraschallaktivierung erhöhen die Wirkung
- Die Entnahme von Hypochlorit-SPEIKO® 3% kann mit dem beigelegten SPEIKO® Easy-Quick-Entnahmesystem erfolgen
- Enthält 3% Natriumhypochlorit, gereinigtes Wasser