



RWT Color Set

Endo Nachrüstset



Artikelnr.: 119936
Hersteller: Dürr Dental SE
Gewicht: 0.176 kg
Höhe: 61 mm
Breite: 137 mm
Länge: 107 mm

€ 114,03

Zzgl. MwSt.

Endo Nachrüstset 1 Führungsstange Endo Color, 1 Bissplatte Endo links Anterior Color, 1 Bissplatte Endo links Posterior Color, 1 Bissplatte Endo rechts Anterior Color, 1 Bissplatte Endo rechts Posterior Color, 1 Visierring Endo Color

Komplettsortiment zur Erstellung von Front-, Seitenzahn- und Bissflügelaufnahmen

Speicherfolienhalter von Dürr Dental bieten durch entgratete und abgerundete Kanten optimalen Schutz für die Speicherfolie. Das spezielle Stufendesign der RWT Color Visierringe ermöglicht eine einfache und sichere Anvisierung des Röntgentubus. Es stehen Halter für alle Anwendungsbereiche zur Verfügung. Diese unterstützen die Erstellung von exakten Röntgenbildern. Die farbliche Codierung der verschiedenen Speicherfolienhalter ermöglicht eine einfache und fehlerfreie Bedienung.