

hf-Surg®

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 120034
Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG
Gewicht: 2.995 kg
Höhe: 228 mm
Breite: 294 mm
Länge: 390 mm

€ 1.184,09

Zzgl. MwSt.

Stück Chirurgiegerät inklusive Fußschalter, Handstück, 4 Schneidelektroden (40/2/13/15), Neutralelektrode

- Für skalpellfeine, drucklose Schnitte - die Frequenzform ermöglicht das Schneiden und das Schneiden mit Koagulation zur Blutstillung
- Schnelle und schmerzarme Wundheilung
- Höchstmögliche Funktionalität und Hygiene
- Einfache Bedienung mit analogem Leistungssteller und Umschalter der Wellenform
- Automatische Kennfeldsteuerung der Ausgangsleistung, die Ausgangsleistung wird bei Metallkontakt abgeregelt
- Handstück und Elektroden autoklavierbar bei 134 °C