



DIATECH Diamanten G862

Packung 5 Stück weiß ultra fein (UF), FG, Figur 249 Flamme, 8 mm, ISO 016



Artikelnr.: 120074
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 27 mm
Länge: 35 mm

€ 18,38

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer weiß ultra fein (UF), FG, Figur 249 Flamme, Kopflänge: 8 mm, ISO 016

DIATECH Diamantinstrumente verfügen über eine gleichmäßige Diamantschicht auf mehreren Ebenen. Beim Schleifen ersetzen daher neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die abgenutzte Außenschicht. Der hohe Qualitätsstandard der DIATECH Multilayer-Diamantinstrumente wird durch eine optische 100 %-Qualitätskontrolle gewährleistet.

- schwarz MLX - grob - 150 μm^*
- blau ML - mittel - 105 μm^*
- rot F - fein - 40 μm^*
- gelb XF - extra fein - 25 μm^*
- weiß UF - ultrafein - 15 μm^*
- orange UF - ultrafein - 8 μm^*
- Kronenpräparation, Bearbeitung von Füllungen, Finishing

*Durchschnittswerte