



Diamantscheibe 327

Stück rot fein, HP, Figur 327, 0,13 mm, ISO 100



Artikelnr.: 120126
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 35 mm
Länge: 37 mm

€ 13,10

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe rot fein, HP, Figur 327, 0,13 mm, ISO 100

CAD/CAM ZrO₂ Restoration. Diamantscheibe zum Heraustrennen von Kronen- und Brücken aus HiP-ZrO₂-Gerüsten.

- Max. Drehzahl 20.000 U/min.
- Kronen- und Brückentechnik