



neodisher® MediKlar special

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 120222
Hersteller: Chem. Fabrik Dr. Weigert
Gewicht: 5.673 kg
Höhe: 220 mm
Breite: 248 mm
Länge: 140 mm

€ 39,70

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Nachspülung von Medizinprodukten wie chirurgischen Instrumenten inkl. Augeninstrumenten, Anästhesieutensilien, Instrumentencontainern, Implantaten sowie Babyflaschen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten. Klarspülung von Bettgestellen in Großraumdekontaminationsanlagen, die gemäß Herstellerangaben maschinell aufbereitet werden können.

- Unterstützt die Trocknung durch seine sehr guten Benetzungseigenschaften, auch auf schwer benetzbaren Kunststoffoberflächen
- Verkürzt die Trocknungszeit deutlich
- Neutralisiert verschleppte Alkalireste
- Reduziert die Fleckenbildung bei Einsatz von enthärtetem Wasser in der Schlusspülung