



STEADY-RESIN Neonmonomere

Flasche 100 ml neonpink



Artikelnr.: 120237
Hersteller: Scheu-Dental GmbH
Gewicht: 0.147 kg
Höhe: 118 mm
Breite: 53 mm
Länge: 53 mm

€ 13,20

Zzgl. MwSt.

Flasche 100 ml neonpink

Gebrauchsfertige farbige Neonmonomere zur Verwendung mit STEADY-RESIN S, M und VARIO sowie DURASPLINT Polymer. Für schlierenfreie und transluzente Ergebnisse.