



## LM Arte™ Fissura

Stück konisch, grün, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 120269  
Hersteller: Medicom GmbH  
Gewicht: 0.024 kg  
Höhe: 16 mm  
Breite: 50 mm  
Länge: 196 mm

**€ 54,08**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Modellierinstrument konisch, grün, LM-ErgoMax™ Griff

Ein Modellierinstrument mit sehr spitzen Arbeitsenden. Die konische Spitze ist perfekt zum Imitieren der Anatomie des Okklusalbereiches mit nur einem Instrument. Die feine, sondenförmige Spitze ist optimal, um Fissuren und Mamelons zu modellieren sowie für die Applikation von Charakterisierungsfarben und Versiegelungslacken. Die Flexibilität von Fissura ermöglicht eine sanfte Sondierung und das Entfernen von möglichen Materialüberschüssen auf der Zahnoberfläche.

### LM Arte™ Restaurationsinstrumente

LM Arte™ ist ein innovatives Instrumentenset für ästhetische Restaurationen, das speziell für die Kompositschichtung entworfen wurde. Jedes Instrument ist farbcodiert und nach den entsprechenden Indikationen benannt, um Restaurationen zu vereinfachen und effizienter zu machen.

LM-Arte™ Instrumente wurden in Zusammenarbeit mit Style Italiano entwickelt, einer Studiengruppe leidenschaftlicher Praktiker und Forscher, die sich auf die ästhetische, restaurative Zahnheilkunde spezialisiert haben.

### Griffvarianten:

#### LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

#### LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.