



gammasil® PERFECT TEC Touch

Packung 1,5 kg Dose Base, 1,5 kg Dose Katalysator



Artikelnr.: 120325
Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.
Gewicht: 0.2 kg
Höhe: 136 mm
Breite: 126 mm
Länge: 249 mm

€ 79,14

Zzgl. MwSt.

Packung 1,5 kg Dose Base, 1,5 kg Dose Katalysator

Additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan mit einer extra sehr softigen Konsistenz aber dennoch hohen Endhärte von Shore A80. Beide Komponenten lassen sich nicht nur einfacher miteinander vermischen, sondern das Material lässt sich auch sehr leicht, ohne starken Druck, exakt und präzise adaptieren, ohne Gefahr eines Verschiebens/ Verdrückens der Modellierung/ der Zähne. So lässt sich dieses Material auch ideal in der Totalprothetik zur Isolierung/ zum Schutz der Kunststoff-/ Keramikzähne einsetzen. Dauerhaft dimensionsstabil, sehr hohe Präzision, klebefrei, kochfest. Endhärte: Shore A 80; Farbe: violett-blau.

- Verarbeitungszeit: 1,3 Minuten
- Gesamtabbindezeit: 6 - 7 Minuten
- Sehr softige, knetbare Konsistenz