



Omniwipes wet

Packung 90 Stück neutral, 28 x 30 cm



Artikelnr.: 120374
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 1.88 kg
Höhe: 185 mm
Breite: 195 mm
Länge: 300 mm

€ 13,76

Zzgl. MwSt.

Packung 90 Tücher neutral, 28 x 30 cm

Fertig getränkte Premiumtücher zur Wischdesinfektion. *Omniwipes wet* macht umständliche Dosier- und Befüllungsarbeiten überflüssig. Damit ist neben dem Vorteil der Zeitersparnis eine hohe Desinfektionssicherheit (keine Unter- oder Überdosierung) gegeben. Die hochwertigen Omniwipes SuperSoft Tücher im Format 28 x 30 cm sind fussfrei, sehr weich und reißfest. Qualität 50g/qm, 90 % PES und 10 % Viskose. Einfach den Standbeutel aufschneiden und in den passenden Spendereimer stellen. Den Eimerdeckel, Reservoir und Tücherabrissperforation mit einem Desinfektionstuch vor dem Verschließen desinfizieren (z.B. Omniwipes wet&easy Plus). Die Kompatibilität von Tuchmaterial und der Tränkflüssigkeit Omnizid ist gutachterlich bestätigt. Einwirkzeiten der Flüssigkeit: Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (z.albicans), tuberkulozid (M.terrae), behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) gemäß DVV. Rota-, Noro-, Adeno-Viren: 1 Minute* nach EN14476.

*Kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH-Liste: 5 Minuten.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.