




Monoart Patientenservietten Towel Up

Packung 500 Stück capri, 33 cm x 45 cm



Artikelnr.: 120498
Hersteller: Euronda Deutschland GmbH
Gewicht: 2.889 kg
Höhe: 298 mm
Breite: 216 mm
Länge: 365 mm

€ 17,48

Zzgl. MwSt.

Packung 500 Servietten capri, 33 cm x 45 cm

- Optimaler Patientenschutz in 13 Farben
- Saugstarker Zellstoff + wasserfeste Polyethylen-Schicht
- Im wiederverschließbaren Hygiene-Pack
- Empfohlen für Dentalpraxen, Podologie, Tattoo und Kosmetik

Optimaler Patientenschutz

Die Monoart Patientenserviette besteht aus saugstarker Zellulose mit einer Polyethylen-Schicht. Sie eignet sich optimal zum Schutz von Patientinnen und Patienten in der Zahnarztpraxis oder bei medizinisch-kosmetischen Anwendungen. Der Zellstoff der Patientenserviette nimmt viel Feuchtigkeit auf. Seine spezielle Struktur verteilt Flüssigkeiten über die Oberfläche. Das erhöht die Aufnahmefähigkeit.

Die untere Schicht der Dentalserviette aus feiner Folie bildet eine stabile Nässebarriere. Sie verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit. Die Kleidung von Patientinnen und Patienten bleibt sauber und trocken.

Hygienische TowelUp!-Verpackung

Monoart Patientenservietten sind in einer wiederverschließbaren Folie verpackt. So lassen sich bequem und hygienisch einzelne Servietten entnehmen. Die neuartige TowelUP!-Verpackung vereinfacht ebenfalls das Handling und die Lagerung des Serviettenvorrats.

Umweltschonende Herstellung

Darüber hinaus sorgt die Mikrostruktur dafür, dass Papierschicht und Folie fest miteinander verbunden sind. So kann das Lätzchen, wie es häufig genannt wird, umweltschonend ohne den Einsatz von Klebemitteln hergestellt werden.