



Diamantpolierer 9760

Packung 2 Stück grau fein, RA, Figur 303, 2,5 mm, ISO 100



Artikelnr.: 120627
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 70 mm
Länge: 72 mm

€ 26,26

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer grau fein, RA, Figur 303, 2,5 mm, ISO 100

2-Stufen System. Diamantpolierer, speziell für harte, hochgefüllte Komposite der neuesten Generation.

- 1. Stufe - rosa - Glätten
- 2. Stufe - grau - Hochglanzpolitur
- Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 3.000 - 8.000 U/min., max. 20.000 U/min.