



aspirmatic® cleaner

Flasche 2 Liter



Artikelnr.: 12074

Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Gewicht: 2.476 kg

Höhe: 313 mm

Breite: 80 mm

Länge: 153 mm

€ 20,14

Zzgl. MwSt.

Flasche 2 Liter

Spezialreiniger für zahnärztliche Absaugsysteme, Mundspülbecken und Abflussleitungen.

- In allen Behandlungseinheiten einsetzbar (z. B. Sirona, KaVo, Castellini u.a.)
- Für alle Amalgamabscheider geeignet (z. B. Dürr, Metasys)
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Löst vorhandene Verschmutzungen
- Wichtig: *aspirmatic® cleaner* nicht über Nacht einwirken lassen