

LED Leuchtzahn Outdoor

Stück weiß



Artikelnr.: 120793
Hersteller: BEYCODENT
Gewicht: 11.3 kg
Höhe: 270 mm
Breite: 625 mm
Länge: 840 mm

€ 2.093,24

Zzgl. MwSt.

Stück Lampe weiß

LED Leuchtzahn Outdoor

- Ausführung wind- und wetterfest für den Außenbereich
- zur Befestigung an der Hauswand
- Befestigung über 2 Flanschplatten und 8 Schrauben sorgen für einen sicheren Halt
- der Leuchtzahn ist bei Tag und Nacht sehr gut erkennbar
- klare Zahnform sorgt für ein eindeutiges Erkennen durch den Patienten
- optimale Außenwerbung für Zahnarzt Praxis und Labor
- hochwertige und austauschbare LED-Technik 12V
- Leuchtfarbe und Rahmenfarbe frei wählbar
- Maße: Höhe 75 cm
- Stromanschluß 220 Volt / 12V Trafo im Lieferumfang enthalten
- Sehr geringer Stromverbrauch: nur ca. 48 Watt