



## Peha®-isoprene latexfree

Packung 50 Paar puderfrei, weiß, Größe 6,5

---



Artikelnr.: 120834  
Hersteller: Paul Hartmann AG  
Gewicht: 1.883 kg  
Höhe: 233 mm  
Breite: 138 mm  
Länge: 259 mm

**€ 105,70**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 50 Paar Handschuhe puderfrei, weiß, Größe 6,5

Latex- und puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus besonders dünnem und weichem 100 % synthetischem Polyisopren, durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen, mikrogeraute Oberfläche, ausgezeichnetes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. *Peha-isoprene® latexfree* ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit Peha-underglove latexfree. Er erreicht ein AQL Niveau von 0,65.

Anwendung:

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, auch bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko und Hochrisikopatienten, als Überziehhandschuh beim Double Gloving.