

miscea KITCHEN Armatur

Stück Tischauslauf Chrom mit Wasserflussregler, für Beutel



Artikelnr.: 120850
Hersteller: Miscea GmbH Berlin
Gewicht: 6 kg

€ 1.678,81

Zzgl. MwSt.

Stück Tischauslauf für Beutel mit Wasserflussregler inklusive Elektronik (Chromglanz poliert) Waterbox, Elektronik und Magnetventil Soapbox für Vakuumbbeutel mit Seife und Desinfektionsmittel, Befestigungsmaterial für Waschtischmontage, 2 x 850 mm Edelstahl-Panzerschlauch für Warm- und Kaltwasseranschluss, Netzstecker, 450 ml CitroenFresh Geschirrspülmittel, 1 Liter Nachfüllmedien, Bedienungsanleitung

Die miscea-Armaturen (Chromglanz poliert) verbinden die Funktion von Wasserhahn (mit Temperaturverstellung) und Spender in einem. Sie bestehen aus drei Hauptkomponenten: Armatur, Seifenbox und Wasserbox. Die Wasserbox und Seifenbox werden unter dem Waschtisch montiert. Sie beinhaltet die elektronische Steuerung sowie Stromversorgung, Pumpen und die Flüssigkeitsbehälter.