



Dentapreg®

Minipackung 3 Stück SFM



Artikelnr.: 120884
Hersteller: American Dental Systems
Gewicht: 0.155 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 165 mm
Länge: 212 mm

€ 345,15

Zzgl. MwSt.

Minipackung 3 Streifen SFM

Die Dentapreg-Streifen sind in verschiedenen Querschnitten erhältlich, die genau auf die spezifischen Anwendungen zugeschnitten sind.

SFM für Splinting (2 x 0,3 mm x 50 mm, E-Glas / 7.300 Fasern)

- Orale und vestibuläre Schienung (Parodontologie, Traumatologie)
- Postorthodontischer Retainer
- Platzhalter

SFU für Retainer (2 x 0,3 mm x 50 mm, S-Glas / 4.200 Fasern).

PFM für Prothetik / Brücke Anterior (3 x 0,3 mm x 50 mm, E-Glas / 10.700 Fasern)

- Temporär- und Langzeitprovisorium im Frontzahnbereich

PFU und PFUI (Länge 150 mm) für Prothetik / Brücke Posterior & Reparatur (3 x 0,3 mm x 50 mm, S-Glas / 8.300 Fasern)

- Temporär- und Langzeitprovisorium im Seitenzahnbereich
- Reparatur und Verstärkung von Prothesen
- Anatomische Wurzelstifte
- Glasfaserverstärktes Gerüst
- Laborgefertigt

UFM für Restaurationen / Reparatur (6 x 0,1 mm x 50 mm, E-Glas / 10.500 Fasern)

- Restauration von Zahnprothesen
- Verstärkung größerer Restaurationen (Onlay, Kronen)