



ZZ-Löser

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 120987
Hersteller: Benzer Dental AG
Gewicht: 5.576 kg
Höhe: 248 mm
Breite: 147 mm
Länge: 191 mm

€ 68,26

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Zement- und Zahnsteinlöser für Ultraschallgeräte. Zahnstein an Prothesen und orthodontischen Apparaturen wird in wenigen Minuten restlos aufgelöst. Nikotinbeläge werden aufgeweicht und können einfacher entfernt werden. Phosphatzemente an Instrumenten, Kronen etc. werden schnell und schonend entfernt.