



## LM Dark Diamond™ Stopfer-Modellierer IO

Stück konisch, rot, LM-ErgoSense® Griff



Artikelnr.: 120990  
Hersteller: Medicom GmbH  
Gewicht: 0.025 kg  
Höhe: 15 mm  
Breite: 50 mm  
Länge: 190 mm

**€ 69,74**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Modellierinstrument konisch, rot, LM-ErgoSense® Griff

- Zum Legen und Modellieren von Komposit
- Die konischen Arbeitsteile eignen sich optimal zum Formen der Okklusalfächen

Die restaurativen LM-ErgoSense® Instrumente mit nicht haftender **LM Dark Diamond™ Beschichtung** eignen sich ideal zum Platzieren und Konturieren von Kompositen. Die diamantartige Beschichtung vermeidet ein Anhaften des Komposits und ermöglicht ein angenehmes und präzises Instrumentieren. Die dunkle Beschichtung sorgt für maximalen Kontrast zur Füllung und minimale Reflexionen.

### **Griffvariante:**

#### **LMErgoSense®**

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.