



Imprint™ II Garant™ Quick Step

Refill Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche Heavy Body grün



Artikelnr.: 12107

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.489 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 76 mm

Länge: 125 mm

€ 157,65

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche Heavy Body grün, 10 Mischkanülen grün

3M™ Imprint™ II Garant™ Quick Step Vinyl Polysiloxan Abformmaterial ist ein schnellabbindendes Präzisionsabformmaterial für die Doppelmischtechnik zum automatischen Anmischen und Dosieren im 3M™ Garant™ Dispenser.

- Präzisionsabformung, Gegenkieferrabformung und Bissnahme in nur einem Arbeitsschritt
- In drei Konsistenzen erhältlich
- Hohe Präzision
- Hydrophil und thixotrop
- Hohe Dimensionsstabilität

- Abformung von Einzelzahnrestaurationen mit kombinierten Abformlöffeln (Triple-Tray, Dual-Arch-Tray, Double-Bite-Tray)
- Inlay- und Onlayabformungen
- Kronen- und Brückenabformungen