



Imprint™ II Garant™ Quick Step

Refill Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche Light Body orange



Artikelnr.: 12109
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.495 kg
Höhe: 96 mm
Breite: 105 mm
Länge: 134 mm

€ 163,45

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche Light Body orange, 20 Mischkanülen gelb

3M™ Imprint™ II Garant™ Quick Step Vinyl Polysiloxan Abformmaterial ist ein schnellabbindendes Präzisionsabformmaterial für die Doppelmischtechnik zum automatischen Anmischen und Dosieren im 3M™ Garant™ Dispenser.

- Präzisionsabformung, Gegenkieferabformung und Bissnahme in nur einem Arbeitsschritt
 - In drei Konsistenzen erhältlich
 - Hohe Präzision
 - Hydrophil und thixotrop
 - Hohe Dimensionsstabilität
-
- Abformung von Einzelzahnrestorationen mit kombinierten Abformlöffeln (Triple-Tray, Dual-Arch-Tray, Double-Bite-Tray)
 - Inlay- und Onlayabformungen
 - Kronen- und Brückenabformungen