



StarTec

Stück lila mittelgrob, HP, Figur 243 Spitze, 14 mm, ISO 040



Artikelnr.: 121110
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.017 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 38 mm
Länge: 38 mm

€ 8,91

Zzgl. MwSt.

Stück Polierer lila mittelgrob, HP, Figur 243 Spitze, Kopflänge: 14 mm, ISO 040

StarTec - 2 Stufiges Diamantpoliersystem. Zur sicheren und schonenden Bearbeitung von Zirkoniumdioxid, Lithium-Disilikat, Zirkonverstärktes Lithium Silikat (ZLS), Hybrid-Keramik, sowie alle gängigen Verblendkeramiken. Nach dem Beschleifen in einer CAD/CAM Maschine weisen keramische Restaurationen eine Oberflächenrauigkeit auf. Um die Antagonistenabrasion zu reduzieren, muss die Oberflächenrauigkeit reduziert werden. Die *StarTec* Polierer garantieren eine Finierung und Politur der Keramik-Oberfläche und somit eine minimale Oberflächenrauigkeit.

- Stufe 1 = lila: mittelgrobe Körnung - Zur Oberflächenglättung und zur Vorbereitung auf die Endpolitur
- Stufe 2 = gelb: superfeine Körnung - Zur Hochglanzpolitur ohne Polierpaste
- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Mit Wasserspray benutzen
- Drehzahl Rad und Spitze max. 15.000 U/min., Linse 5.000 U/min.