



## MELA store®-Box

Stück Typ 100, 312 x 190 x 46 mm



Artikelnr.: 121115  
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG  
Gewicht: 1 kg  
Höhe: 50 mm  
Breite: 201 mm  
Länge: 322 mm

**€ 214,00**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Box Typ 100, 312 x 190 x 46 mm

MELAstore® ermöglicht einen effizienten Workflow von der Patientenbehandlung über die Aufbereitung bis zu Lagerung der Instrumente. Die MELAstore®-Trays werden nach der Reinigung und Desinfektion direkt in die MELAstore®-Box gelegt und verschlossen – hiermit ist der Verpackungsprozess bereits beendet. Das aufeinander abgestimmte System aus MELAstore®-Trays und MELAstore®-Boxen vervollständigt das MELAG System und spart damit Zeit und Geld. Der im Deckel eingesetzte Filter sichert die Sterilisationsergebnisse langfristig. Der Filter ist als Einmal-Papierfilter oder als Dauerfilter erhältlich und separat zu bestellen. Zur Kennzeichnung der MELAstore®-Box bietet MELAG Kennzeichnungsschilder mit und ohne Barcode-Beschriftung an, um die Dokumentation lückenlos sicherzustellen.

Diese Vorteile machen die MELAstore® Sterilisier-Container so einzigartig:

- Eine deutliche Zeitersparnis bei der Beladung und Entnahme der Instrumente aus dem MELAG Vacuklav
- Reduzierung des Verpackungsaufwands gegenüber der Einzelverpackung von Instrumenten in Sterilisierfolien
- Eine sichere Lagerung der sterilisierten Instrumente
- Eine Qualitätssteigerung der Instrumentenaufbereitung durch Standardisierung und Dokumentation