



Garant™ Mischkanülen gelb

Packung 50 Stück gelb



Artikelnr.: 12112

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.131 kg

Höhe: 58 mm

Breite: 160 mm

Länge: 222 mm

€ 52,69

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Mischkanülen gelb

3M™ Garant™ Polyether Mischkanülen ermöglichen das automatische Mischen von Polyether Abformmaterialien mit dem 3M™ Garant™ Dispenser 1:1/2:1.

- Die Mischkanülen ermöglichen das automatische Mischen von Polyether Abformmaterialien mit dem 3M™ Garant™ Dispenser