



Garant™ Dispenser

Stück 1:1/2:1



Artikelnr.: 12115

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.281 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 65 mm

Länge: 184 mm

€ 80,88

Zzgl. MwSt.

Stück Dispenser 1:1/2:1

Der 3M™ Garant™ Dispenser gehört zum Originalzubehörsortiment des hochwertigen 3M Dentalportfolios. Nur die Verwendung von Originalteilen garantiert ein reibungsloses Arbeiten mit 3M Produkten und Technologien.

- Der 3M™ Garant™ Dispenser 1:1 / 2:1 zum blasenfreien Anmischen und zur direkten, intra-oralen Applikation von 3M™ VPS und Polyether Abformmaterialien
- Der 3M™ Garant™ Dispenser 4:1 / 10:1 zum automatischen Anmischen und Dosieren von temporären Materialien