



KENDA Yellow Line

Packung 3 Stück HP, gelb medium, Figur 204 Zylinder, 24,5 mm, ISO 100



Artikelnr.: 121151

Hersteller: Prodent Dentalbedarf GmbH

Gewicht: 0.5 kg

€ 18,17

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Polierer HP, gelb medium, Figur 204 Zylinder, Kopflänge: 24,5 mm, ISO 100

Prothetik Finierset für ausgesprochen glatte Oberflächen. Rillenfrees Abtragen und Hochglanzpolitur mit einem Polierer.

Drehzahlbereich 7.500 - 10.000 U/min.