



Turbo Laser

Packung 2 Stück schwarz extra grob, FG, Figur 111, 8 mm, ISO 012



Artikelnr.: 121319
Hersteller: DFS-DIAMON GmbH
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 1 mm
Breite: 20 mm
Länge: 30 mm

€ 10,75

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Diamanten schwarz extra grob, FG, Figur 111, Kopflänge: 8 mm, ISO 012

- 2-Lagen Diamantierung
- Vermeidet Aquaplaning Effekte
- Nahezu verdoppelte Abtragsleistung
- Kühleres Schleifen
- Bessere Führung des FG bei der exakten Hohlkehl-Präparation
- Kronenpräparation
- Drehzahl: 30.000 - 300.000 U/min