



## DIATECH Diamanten G850

Packung 5 Stück rot fein (F), FG, Figur 199 Konus rund, 8 mm, ISO 018



Artikelnr.: 121519  
Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 5 mm  
Breite: 27 mm  
Länge: 35 mm

**€ 18,38**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 Schleifer rot fein (F), FG, Figur 199 Konus rund, Kopflänge: 8 mm, ISO 018

DIATECH Diamantinstrumente verfügen über eine gleichmäßige Diamantschicht auf mehreren Ebenen. Beim Schleifen ersetzen daher neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die abgenutzte Außenschicht. Der hohe Qualitätsstandard der DIATECH Multilayer-Diamantinstrumente wird durch eine optische 100 %-Qualitätskontrolle gewährleistet.

- schwarz MLX - grob - 150  $\mu\text{m}^*$
- blau ML - mittel - 105  $\mu\text{m}^*$
- rot F - fein - 40  $\mu\text{m}^*$
- gelb XF - extra fein - 25  $\mu\text{m}^*$
- weiß UF - ultrafein - 15  $\mu\text{m}^*$
- orange UF - ultrafein - 8  $\mu\text{m}^*$
- Kronenpräparation, Kronentrennung