



## Edelkorund

Kanister 10 kg weiß, fein



Artikelnr.: 121639

Hersteller: Dentaforum GmbH & Co.KG

Gewicht: 10 kg

Höhe: 430 mm

Breite: 180 mm

Länge: 220 mm

**€ 91,94**

*Zzgl. MwSt.*

**Kanister 10 kg weiß, fein**

- Hartes, kantiges, verschleißfestes Korn für intensive, schnelle Reinigung
- Zum Entfernen von Einbettmasse in Umlauf-Strahlgeräten
- Zur Oberflächenkonditionierung bei Metalloberflächen